

StatiX

Dieses universelle Röntgenstativ von Wiroma ist sehr leichtgängig, einfach zu montieren und hat ein hohes Mass an Bedienkomfort. Dank speziellem Querarm wird das Aufnahmespektrum erweitert. Die Fahrwege des Stativs in vertikaler Richtung sind unübertroffen. Der Zentralstrahl ist variabel ab Bodennähe bis auf eine Höhe von 165cm einstellbar. Bucky und Röhre sind leicht drehbar und mit Gradanzeigen versehen. Das **StatiX** ist sehr stabil und kann in Arztpraxen, Kliniken und Spitälern eingesetzt werden.



StatiX

Technische Daten

Standartausführung Film-Fokus-Abstand: Spannungsanschluss: Abmessung (H x B x L):	120 - 200cm, stufenlos 24 VAC / 3A 207 x 217 x 122 cm
Stativ-Säule	Wand- und /oder Bodenbefestigung
Querarm Zentralstrahl über Boden: Drehwinkel: Bremsen:	min. 270 mm bis 1650 mm $\pm 180^\circ$ Elektromagnetisch (24VDC)
Bucky: Ausführung: Drehwinkel: Messkammer: Bucky Digital (DR) 	Analog oder Digital (CR) Bucky mit Rasterantrieb (max. Kassette Format: 46x46 cm) links oder rechts mit Laufschiene für zusätzliches Röntgen-Zubehör $\pm 90^\circ$ Option Für Flatpaneldetektoren: • Varian • Thales • Samsung • etc.
Raster:	40 Linien / cm Ratio 10:1 / $f_0 = 150\text{cm}$ (Bucky konventionell, digital CR) 80 Linien / cm Ratio 10:1 / $f_0 = 150\text{cm}$ (Bucky digital DR)
Röhre:	drehbar, 360°
Lichtvisier:	manuell einstellbar, drehbar $\pm 90^\circ$
Patientenliege (L x B x H):	1900mm x 610mm x 710mm Option: abklappbare Liege
Zubehör (Option):	Kompressionsband / Handhalterung / Pelotten
Gewicht:	210kg

Massbilder

